

Novinka



EASY

zúžený nosný profil
baterie pouze zvenku
vhodné pro leteckou přepravu
volba ze tří velikostí baterií



BASIC

čtvercový nosný profil
baterie pouze uvnitř
možnost zavěšení příslušenství



DUO / TRIO

čtvercový nosný profil
baterie uvnitř
dodatečná baterie zvenku pro
dvoj/tronásobný dojezd



Hlavní přednosti

Jedno zařízení pro mobilitu vozíčkáře.

Jsme sami výrobci zařízení.

Velmi lehká konstrukce.

Perfektně skladné = malé rozměry (do kufru automobilu, pod postel, za skříň...).

Snadná demontáž z vozíku díky rychloupínání.

Velký výkon a slušný dojezd.

Pro delší dojezd lze zapojit druhou baterii.

Otočení vozíku na místě díky možnosti otočení řídítek o 90°.

Volba tří úrovní výkonu.

Pro vozíky s pevným i skládacím rámem (skládání zachováno).

Zpátečka.

V ceně: montáž uchycení k vozíku, výběr ze základních barev, nabíječka, přepravní taška, zadní světlo na vozík.

KVADRU

pohyb řídítky k sobě plyn / od sebe brzda
baterie uvnitř
možnost dodatečné baterie zvenku

Aktuální ceník a nabídka baterií na www.hurt-e.cz.

hurt-e.cz

Tel.: +420 777 327 910
E-mail: info@hurt-e.cz



HURT s. r. o.
Bambousek 664
281 26 Týnec nad Labem
Česká republika

Parametry

Velikost kola 10 palců.
Motor 48 V / 500 W.
Baterie vyrobené v Česku.
Baterie 48 V (AIR / BASIC / DUO / TRIO) 5,7 / 8,7 / 17,4 / 22,7 Ah.
Doba nabíjení (AIR / BASIC / DUO / TRIO) 2 / 6 / 12 / 17 h.
Maximální dojezd 15 / 30 / 60 / 80 km (závisí na mnoha proměnných).
Hmotnost (EASY / BASIC / DUO / TRIO) 12 / 12 / 15 / 17 kg.
Maximální rychlost 25 km/h dle legislativy.
Konstrukční rychlost až 40 km/h. Nastavení na vlastní zodpovědnost s omezením záruky.
Volba tří úrovní výkonu.
Maximální zatížení 120 kg.
Rozměry 90 / 50 / 30 cm (výška zařízení / šířka řídicího / délka i s úchytem).
Kotoučová brzda se dvěma nezávislými brzdami.
Aretace brzdové páčky.
Displej zobrazující rychlost, ujeté km, kapacitu baterie.
Programovatelné uživatelské parametry.
Možnost dalších individuálních úprav.

Příslušenství

Pneumatika CROSS



Snadnější průjezd mírným terénem.

Víceúčelová brašna



Jednoduchá montáž na verzi BASIC nebo KVADRU.
Můžeme zaslat poštou.

Košík



Kovový košík lze snadno sundat díky jednoduchému KLIK systému.

Hydraulická brzda



Velký účinek brzdy v kombinaci s kvalitnějším kotoučem.

Levostranný plyn



Ovládání plynové páčky levou rukou.

Kvadrú vidlička



Pro kvadrú ovládání. Nastavitelná.

Aktuální ceník a nabídka baterií na www.hurt-e.cz.