

HURT-e

Elektrický pohon invalidního vozíku




BASIC

Základní verze s dojezdem do 30 km

CENA: 68.900,- Kč

Hlavní přednosti HURT-e

- Jedno zařízení pro mobilitu vozíčkáře.
- Jsme sami výrobci zařízení.
- Velmi lehká konstrukce.
- Perfektně skladné = malé rozměry (do kufru automobilu, pod postel, za skříň...).
- Snadná demontáž z vozíku díky rychloupínání.
- Velký výkon a slušný dojezd.
- Pro delší dojezd lze zapojit druhou baterii.
- Otočení vozíku na místě díky možnosti natočení řídicího o 90°.
- Volba tří úrovní výkonu.
- Pro vozíky s pevným i skládacím rámem (skládání zachováno).
- Možnost zakoupení i s vozíkem.
- V ceně: montáž uchycení k vozíku, výběr ze základních barev, nabíječka, přepravní taška, zadní světlo na vozík.



DUO

Dvojnásobný dojezd do 60 km

CENA: 81.490,- Kč

Je možné udělat pouze **přípravu pro pozdější zakoupení baterie** 3.100,- Kč



TRIO

Téměř trojnásobný dojezd do 85 km

CENA: 87.990,- Kč

Parametry

- Velikost kola 10 palců.
- Motor 48 V / 500 W.
- Baterie 48 V (BASIC / DUO / TRIO) 8,8 / 17,6 / 23,8 Ah.
- Doba nabíjení (BASIC / DUO / TRIO) 6 / 12 / 18 h.
- Maximální dojezd 30 / 60 / 85 km (závisí na mnoha proměnných).
- Hmotnost (BASIC / DUO / TRIO) 12 / 15 / 17 kg.
- Maximální rychlost 25 km/h dle legislativy.
- Konstrukční rychlost až 40 km/h. Nastavení na vlastní zodpovědnost s omezením záruky.
- Volba tří úrovní výkonu.
- Maximální zatížení dle zatížení vozíku.
- Rozměry 90 / 50 / 30 cm (výška zařízení / šířka řídicího / délka i s úchytem).
- Kotoučová brzda s dvěma nezávislými brzdami.
- Aretace brzdové páčky.
- Displej zobrazující rychlost, ujeté km, kapacitu baterie.
- Zpátečka.
- Programovatelné uživatelské parametry.
- Možnost dalších individuálních úprav.



HURT s. r. o.
Bambousek 664
281 26 Týnec nad Labem
Česká republika

hurt-e.CZ

Tel.: +420 777 327 910
E-mail: info@hurt-e.cz

Příslušenství

Barva na přání

1.990,- Kč



Specifikujte svou barvu nejlépe dle vzorníku RAL.

KVADRU ovládání

20.090,- Kč



Naklápěním řídků k sobě přidáváte plyn, od sebe brzdíte.

Pneumatika CROSS

300/890,- Kč
prvovýroba/náhradní díl



Snadnější průjezd mírným terénem.

Hydraulická brzda

5.290,- Kč



Velký účinek brzdy v kombinaci s kvalitnějším kotoučem.

Víceúčelová brašna

849,- Kč



Jednoduchá montáž. Můžeme zaslat poštou.

Košík

949,- Kč



Kovový košík lze snadno sundat díky jednoduchému KLIK systému. Jednoduchá montáž. Můžeme zaslat poštou.

Kvadru vidlička

759,- Kč



Pro kvadru ovládání. Nastavitelná.

Levostranný plyn

2.990,- Kč



Ovládání plynové páčky levou rukou.

Další příslušenství, detailní informace včetně fotek a videí na hurt-e.cz.

Spolupracujeme s partnery



Český výrobce invalidních vozíků



Speciální autoškola pro ZTP