

HURT-e EASY



Úpravy oproti standardnímu pohonu

Pohon nemá vnitřní, ale pouze vnější akumulátor, Kapacita nového akumulátoru je 10,4 Ah (oproti 8,8 Ah u standardu), což zvyšuje dojezd z cca 30km na cca 35km.

Po sejmutí akumulátoru je hmotnost pohonu o 2kg nižší, což usnadní manipulaci s pohonem (např. nakládání do automobilu)

Nabízíme dvě provedení kapacity vnějšího akumulátoru, a to 10,4 Ah a 15 Ah (stejný vzhled).

Vnitřní akumulátor může být dodatečně instalován za cenu materiálu (akumulátor + nabíječka).



Pohon je nabízen za cenu standardního modelu

Varianta	Cena při koupi	Cena po doplnění vnitřního akumulátoru
EASY BASIC – 10,4 Ah	64900,- Kč	-
EASY DUO – 10,4 + 8,8 Ah	64900,- Kč	76890,- Kč
EASY TRIO – 15 + 8,8 Ah	72900,- Kč	82890,- Kč



HURT s. r. o.
Bambosek 664
281 26 Týnec nad Labem
Tel.: +420 777 327 910
gryc@rucniovladani.cz