

HURT-e

Elektrický pohon invalidního vozíku



Hlavní přednosti HURT-e

- Jedno zařízení pro mobilitu vozíčkáře.
- Velmi lehká konstrukce.
- Perfektně skladné = malé rozměry (do kufru automobilu, pod postel, za skříň...).
- Snadná demontáž z vozíku díky rychloupínání.
- Velký výkon a slušný dojezd.
- Možnost zapojení druhé baterie.
- Otočení vozíku na místě díky možnosti natočení řídítek o 90°.
- Možnosti volby několika úrovní výkonu.
- Možnost zakoupení i s vozíkem.

Parametry

- Velikost kola - 10 palců.
- Motor - 48 V/500 W.
- Baterie 48 V / 8,8 Ah.
- Doba nabíjení - 6 h.
- Maximální dojezd - 25 km.
- Hmotnost - 12 kg.
- Maximální rychlost - až 40 km/h dle různých podmínek.
- Maximální zatížení - dle zatížení vozíku.
- Rozměry - 90 / 50 / 30 cm (výška zařízení / šířka řídítek / délka kola i s úchytem).
- Kotoučová brzda.
- Displej zobrazující rychlost, ujeté km, kapacitu baterie.

CENA: 59.900,-

V ceně uchycení k vozíku, barva na přání, obal.



hurt-e.CZ

HURT s. r. o.
Bambousek 664
281 26 Týnec nad Labem
Česká republika
Tel.: +420 321 781 363
E-mail: info@hurt-e.cz

Spolupracujeme s partnery

Autoškola ZTP/P
PEML
PŘELOUČ

KURY