

# HURT-e

## Elektrický pohon invalidního vozíku



### Hlavní přednosti HURT-e

- Jedno zařízení pro mobilitu vozíčkáře.
- Jsme sami výrobci zařízení.
- Velmi lehká konstrukce.
- Perfektně skladné = malé rozměry (do kufru automobilu, pod postel, za skříň...).
- Snadná demontáž z vozíku díky rychloupínání.
- Velký výkon a slušný dojezd.
- Pro delší dojezd lze zapojit druhou baterii.
- Otočení vozíku na místě díky možnosti natočení řídicího o 90°.
- Volba tří úrovní výkonu.
- Možnost zakoupení i s vozíkem.

**CENA: 64.900,- Kč**

V ceně: montáž uchycení k vozíku,  
výběr ze základních barev, obal.

### Modernizace pro modelový rok 2021

- Zpátečka.
- Posílení brzd – hlavní brzdíč Shimano.
- Volba levé/pravé brzdové páčky pro hlavní brzdový účinek.
- Volba levé/pravé brzdové páčky s aretací pro doplňkový brzdový účinek.
- Eloxovaná povrchová úprava spojovacího držáku.

### Balíčky na přání:

- Druhá baterie pro dvojnásobný dojezd.
- Levostranný plyn.
- Možnost pouze jedné brzdové páčky s účinkem na oba brzdíče.
- Barva na přání.
- Možnost dalších individuálních úprav.



**hurt-e.CZ**

HURT s. r. o.  
Bambousek 664  
281 26 Týnec nad Labem  
Česká republika  
Tel.: +420 321 781 363  
E-mail: info@hurt-e.cz



## Parametry

- Velikost kola - 10 palců.
- Motor - 48 V / 500 W.
- Baterie 48 V / 8,8 Ah.
- Doba nabíjení - 6 h.
- Maximální dojezd - 30 km (závisí na mnoha proměnných).
- Hmotnost - 12 kg.
- Maximální rychlost – 25 km/h dle legislativy.
- Konstrukční rychlost až 40 km/h. Nastavení na vlastní nebezpečí.
- Volba tří úrovní výkonu.
- Maximální zatížení – dle zatížení vozíku.
- Rozměry - 90 / 50 / 30 cm (výška zařízení / šířka řídicích / délka i s úchytem).
- Kotoučová brzda s dvěma nezávislými brzdami.
- Displej zobrazující rychlost, ujeté km, zbývající kapacitu baterie.
- Programovatelné uživatelské parametry.

